


P: 517-796-3932 Toll Free: 844-711-5585 Fax: 844-571-4870





 $\textbf{CE2797 Products} = Densah^{\$} \ Burs, Short \ Densah^{\$} \ Burs \ , Short \ Tapered \ Pilot \ Drill, Tapered \ Pilot \ Drill, G-Stop^{\$} \ Vertical \ Gauges, G-Stop^{\$} \ Keys, ZGO^{™} \ Densah^{\$} \ Burs, ZGO^{™} \ Tapered \ Pilot \ Drill \ Drill$

CE Products = Parallel Pin, Parallel Pin - XL, Universal Bur Holder, C-Guide® Sleeve, G-Stop® Holder, ZGO C-Guide® Sleeve, ZGO™ Bur Holder, ZGO™ Guided Keys

**See additional information provided on www.versah.com

Instrucciones de uso del sistema quirúrgico guiado universal de fresa Densah®, fresa ZGO™ Densah® y Versah®

Indicaciones de uso: I. Las fresas Densah® y las fresas Densah® cortas están indicadas para su uso en la preparación de osteotomías destinadas a la colocación de implantes dentales en la mandíbula o en el maxilar. Cuando se gira una fresa Densah® a 800-1500 RPM es una dirección invertida sin corte con irrigación externa constante, se autioinjerta un hueso compacto en el espacio trabecular a lo largo de las paredes y la base de la osteotomía. El tejido óseo compacto produce una fuerte sujeción para el implante dental y puede facilitar una cicatrización más rápida* 2. La broca piloto cónica Densah® y la broca piloto cónica Densah® cortas e utilizan como guía en paralelo con las fresas Densah®. 4. El soporte de fresa universal es un soporte para las fresas Densah®, las fresas Densah®, cortas, la broca piloto cónica Densah®. 4. El soporte de fresa universal es un soporte para las fresas Densah® cortas, la broca piloto cónica Densah®, el extensor de broca Versah® y las clavijas paralelas. 5. La llave G-Stop® y el calibrador vertical G-Stop® ofrecen control vertical para la perforación de la osteotomía. La llave G-Stop® y el calibrador vertical G-Stop® pueden utilizarse con guías impresas (mangas C-Guide® para controlar la angulación del orificio). 6. El laboratorio dental coloca la manga C-Guide® en una guía quirúrgica apropiada para la anatomía de cada paciente. 7. El soporte G-Stop® es un soporte para las fresas Densah® cortas, el extensor de broca Versah®, las clavijas paralelas, la broca piloto cónica corta, los calibradores verticales G-Stop® y las llaves G-Stop® y las llaves G-Stop® Densah® están indicadas para su uso en la preparación de osteotomías destinadas a la colocación de implante en la manga C-Guide® en el maxilar (incluido el cigoma y el pterigoideo). 9. Las brocas piloto cónicas ZGO™ Densah® inclusiva de la perforación. 10. El soporte para la solocación del implante dental cigomático y controlar la perforación de la osteotomía. La llave ZGO™ Densah® inclusiva para controlar la perforación de la oste

Contraindicaciones: I. La oseodensificación no funciona en hueso cortical. En (Tipo I/hueso denso); utilizar las fresas Densah® en modo corte (sentido horario) e inverso (sentido antihorario) para reinjertar. (Protocolo de densificación y preservación después del corte). 2. La cirugía guiada tradicional puede presentar un riesgo mayor de fallo en el implante debido a su limitación para permitir la técnica de rebote necesaria y la irrigación adecuada. 3. Evite el xenoinjerto densificación y denso; utilizar las fresas ZGO™ Densah® en modo corte (sentido horario) e inverso (sentido antihorario) para reinjertar. (Protocolo de densificación y preservación después del corte). 5. La cirugía guiada tradicional puede presentar un riesgo mayor de fallo en el implante debido a su limitación para permitir la técnica de rebote necesaria y la irrigación adecuada. Utilice la ZGO™ C-Guide® y las llaves guiadas para la cirugía guiada de implantes cigomáticos. 6. No aplique presión lateral durante la perforación con la broca piloto cónica ZGO™.

Instrucciones de uso y procedimiento: Para obtener información detallada sobre el procedimiento, consulte el manual de instrucciones de uso de Versah, LLC.

Instrucciones para el mantenimiento de las fresas antes de su primer uso quirúrgico: FASE 1: Límpielas y enjuáguelas ligeramente — Debe cepillar las fresas e inspeccionar su limpieza visualmente y después sumergir las fresas en detergente, enjuagarlas y secarlas. FASE 2: Preparación — Sumerja las fresas en solución láctea quirúrgica o en alcohol isopropílico al 70 % durante aproximadamente 30 segundos, retírelas y déjelas secar. No enjuague ni seque de nuevo las fresas. FASE 3: Esterilización — Las fresas deben esterilizarse en autoclave a 132 °C (269,6 °F) durante 4 minutos en un envoltorio aprobado para esterilización. Tiempo de secado de 30 minutos. FASE 4: Durante el uso — Las fresas deben sumergirse en una solución acuosa estéril hasta la etapa de limpieza.

Instrucciones para la limpieza y el almacenamiento de las fresas después de su uso: FASE 1: Limpieza — Las fresas deben cepillarse y enjuagarse con detergente para eliminar restos de sangre y de tejidos. Inspección visual completa para evaluar la limpieza. FASE 2: Limpieza ultrasónica — Las fresas deben limpiarse en un baño ultrasónico usando el detergente enzimático apropiado (solución al 10 %) siguiendo las instrucciones del fabricante (durante la limpieza ultrasónica, debe evitarse que las fresas entren en contacto entre sí). FASE 3: Enjuague — Las fresas deben enjuagarse con agua corriente para eliminar completamente el detergente y luego sumergirse en solución láctea quirúrgica o en alcohol isopropílico al 70 % durante aproximadamente 30 segundos. Luego se retiran y se secan. No enjuague ni seque de nuevo las fresas. FASE 4: Esterilización — Las fresas deben esterilizarse en autoclave a 132 °C (269,6 °F) durante 4 minutos en un envoltorio aprobado para esterilización. Tiempo de secado de 30 minutos. FASE 5: Durante el uso — Las fresas deben sumergirse en una solución acuosa estéril hasta la etapa de limpieza. FASE 6: Almacenamiento/Uso — En esta etapa, las fresas están listas para su almacenamiento prolongado; después de un almacenamiento largo, las fresas pueden usarse inmediatamente, una vez abiertas.

Instrucciones de limpieza del extensor de broca Versah[®]: 1. Método de esterilización con prevacío: esterilización con vapor a 132 °C (270 °F) a 180-220 kPa durante 4 minutos. Seque durante al menos 20 minutos en la cámara. Solo debe utilizarse una envoltura o bolsa aprobadas para la esterilización con vapor. 2. Método de esterilización con prevacío: en el envoltorio, esterilización con vapor a 135 °C (275 °F) durante 3 minutos. Seque durante 20 minutos en la cámara. Utilice un envoltorio o una bolsa limpia para el ciclo de esterilización con vapor indicado.

Instrucciones de limpieza y esterilización de las fresas ZGOTM Densah[®]: FASE I: Limpieza ligera y enjuagarse con detergente Palmolive a I cucharada por galón de agua fría del grifo. Cepille la luz del artículo usando un cepillo para luces de 1/32" que se haya humedecido con la solución Palmolive preparada en el orificio de irrigación. Enjuague las piezas con agua fría del grifo para ayudar a eliminar los restos de detergente. Inspección visual completa para evaluar la limpieza. FASE 2: Limpiador ultrasónico — Las fresas deben limpiarse en un baño ultrasónico usando el detergente enzimático apropiado (solución al 10 %) siguiendo las instrucciones del fabricante. (Debe evitarse el contacto entre las fresas durante la limpieza ultrasónica). FASE 3: Enjuague — Las fresas deben enjuagarse con agua corriente para eliminar completamente el detergente y luego sumergirse en solución láctea quirúrgica o en alcohol isopropílico al 70 % durante aproximadamente 30 segundos. Luego se retiran y se secan. No enjuague ni seque de nuevo las fresas. FASE 4: Esterilización — Las fresas deben esterilizarse en autoclave por prevacío a 132 °C (269,6 °F) durante 4 minutos en un envoltorio aprobado para esterilización. Tiempo de secado de 30 minutos.

Instrucciones para el primer uso quirúrgico y mantenimiento de accesorios: Clavijas paralelas, mangas C-Guide®, calibradores verticales G-Stop®, llaves G-Stop®, soporte de fresa universal, llaves guiadas ZGO™, soporte para G-Stop®: FASE I: Limpieza ligera y enjuague — Los accesorios deben enjuagarse con agua fría del grifo. Durante el enjuague, utilice un cepillo para luces de tamaño adecuado para cepillar la luz del artículo y utilice un cepillo de cerdas suaves para cepillar la superficie exterior del artículo. FASE 2: Preparación — Prepare una solución detergente con detergente Palmolive lavavajillas o marca comparable, utilizando I cda. (cucharada) por galón de agua del grifo. Cepille la luz del artículo usando un cepillo para luces de tamaño adecuado que se haya humedecido con la solución Palmolive preparada o la solución de marca comparable. Cepille la superficie exterior del artículo usando un cepillo de cerdas suaves que se haya humedecido con la solución Palmolive preparada o la solución de marca comparable. FASE 3: Limpieza ultrasónica — Prepare una solución de detergente utilizando Enzol o marca comparable en una unidad ultrasónica, siguiendo la recomendación del fabricante de I oz. por galón usando agua tibia del grifo. Sumerja los artículos en el Enzol preparado o en la solución de marca comparable y expóngalos a ultrasonidos durante 5 minutos. Durante la exposición a ultrasonidos, asegúrese de que no haya contacto entre los artículos con agua fría corriente. Deje que los artículos se sequen completamente. FASE 4: Esterilización — Los accesorios deben esterilizarse en autoclave a I 32 °C (269,6 °F) durante 4 minutos en un envoltorio aprobado para esterilización. Tiempo de secado de 30 minutos. *El calibrador vertical G-Stop® y la manga C-Guide® es para un solo uso. La broca piloto cónica ZGO™ y las fresas ZGO™ Densah® son para un solo uso. La manga ZGO™ C-Guide® es para un solo uso.

Instrucciones de limpieza y esterilización del soporte ZGOTM: FASE 1: Limpie el soporte con un limpiador germicida. FASE 2: Compruebe que el soporte no esté dañado después de enjuagarlo y secarlo. FASE 3: Pruebas funcionales, mantenimiento — Realice una inspección visual de la limpieza con una lupa. Si es necesario, vuelva a realizar el proceso de limpieza hasta que los instrumentos estén visiblemente limpios. FASE 4: Envasado — Coloque el soporte en paquetes o envoltorios de esterilización. FASE 5: Esterilización — Esterilice el soporte aplicando un proceso de prevacío fraccionado (según ISO 17665) teniendo en cuenta los requisitos del país respectivo. FASE 6: Parámetro para el ciclo de prevacío: 3 fases de prevacío con al menos 60 mbar. FASE 7: Ciclo de esterilización — Caliente hasta una temperatura mínima de esterilización de 132 °C-134 °C/269,6 °F-273,2 °F; temperatura máxima 135 °C/274 °F. Tiempo mínimo de espera: 3 minutos. Tiempo de secado: 10 minutos, como mínimo. FASE 8: En caso de más de 149 °C (300,2 °F), el estuche del kit podría deformarse, así que tenga cuidado. FASE 9: Asegúrese de que el soporte no esté en contacto con la pared interior del autoclave durante la esterilización para evitar que el estuche se deforme. FASE 10: El fabricante no se hace responsable de ningún daño al producto debido a la esterilización inadecuada que no sea el método de esterilización por vapor a alta presión sugerido. FASE 11: Almacenamiento — Almacene el soporte esterilizado en un entorno seco, limpio y sin polvo a temperaturas modestas de 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F).

NOTA: VERSAH® recomienda reemplazar las fresas quirúrgicas después de 12-20 osteotomías. La broca piloto cónica ZGO™ y las fresas ZGO™ Densah® son para un solo uso.

Instrucciones guiadas de montaje y desmontaje: Consulte el manual de instrucciones de uso de Versah, LLC.

Precaución: Las leyes federales limitan la venta de este dispositivo a un dentista autorizado o por orden de este. La planificación del tratamiento y el uso clínico de las fresas y los accesorios Densah® son responsabilidad de cada profesional. La preferencia del cirujano y el juicio clínico prevalecen sobre el Protocolo de perforación del sistema de implantes de referencia sugerido y cualquier otro protocolo clínico. VERSAH® recomienda especialmente completar la formación cualificada para postgraduados en implantes dentales y el CUMPLIMIENTO de este manual de instrucciones de uso. VERSAH® no se hace responsable de los daños o perjuicios fortuitos o consecuentes por el uso de las fresas y los accesorios Densah® por separado o junto con otros productos, más allá de la devolución dentro de la garantía. Las fresas y los accesorios Densah® tienen una garantía de treinta (30) días desde la fecha de la factura inicial. Ante cualquier incidente grave resultante del uso del dispositivo, infórmelo a nuestra empresa, al médico y a la autoridad sanitaria local competente.